

## نحوه صحیح گرفتن نمونه های مختلف آزمایشگاه پاتوبیولوژی کوثر

نمونه پلاسمای EDTA(CBC)	نمونه پلاسمای سیتراته (PT)	نمونه سرم	نمونه سرم
Hb Electrophores	Fibrinogen	Digoxin level	انواع ویتامین ها A/E/K/B12
Renin	D-Dimer	Gasterin	FTA
Amonia(NH3)	FDP	Cold agglutinin	Gastrin
Homocystein	Protein C,S	Cryoglobulin	GBM
ACTH	Factor assay	ADA	Haptoglobulin
Lactate	Factor V	Aldostron	ACE
Osmotic fragility(OF)	Anti thrombin III	C peptid	ICT(indirect coombs)
HbA2/F/A1C	Lupus anti coagulnt	Cystatin c	Protein Elect
Sickle cell		ASCA	CEA/ca125/19-9/15-3
Direct coombs			AMH/HE4
Leadسرب	نمونه های ادرار ۲۴ ساعته		IGF-1
	VMA		LKM/ENA/B-2micro
	5HIAA		CCIEP
نمونه مدفوع	Metanephrin		CH50
Calprotectin	مخدرها(random)		HTLV1-2
Stool H. pylori	Citrate		Inhibin A-B
HPV	Oxalate		Ceruloplasmin
نمونه در ویال پاپ اسمیر مایع	Urin Electrophoresis		Ca-gA
بر	Reducing agents(random)		C3-C4-C1q-C1inact

توجه: نمونه های HLAحتما در ویال های هپارینه مخصوص در سبز گرفته و ظرف مدت ۲ساعت اقدامات اولیه انجام شود